Aplikační stojánek pro SPECT

PT344 / PT345

WWW.LYNAX.CZ

Stojánek umožňuje bezpečnou a jednoduchou manipulaci s radioaktivním roztokem při jeho aplikaci pacientovi.

Snižuje riziko expozice a radioaktivní i bakteriální kontaminace pracovníků manipulujících s radioaktivními roztoky.

Stříkačka ve stínění s jehlou v krytu se do stojánku vloží před aplikací; stojánek pomáhá dodržet aseptické podmínky před aplikací a snižuje rizika manipulace s jehlou po ní.



Hlavní části

- Základna
- Lůžko pro stříkačku s olověným stíněním
- Lůžko pro jehlu

Rozměry a hmotnost – PT344

Základna.....90 × 90 mm
Výška lůžka pro stříkačku.....120 mm
Hmotnost.....400 g

Rozměry a hmotnost – PT345

Základna.....90 × 90 mm
Výška lůžka pro stříkačku.....125 mm
Hmotnost.....485 g

Související zařízení

- Stínění stříkaček pro SPECT (vertikální systém)
- PT352 Pinzeta

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Změna technických parametrů vyhrazena.