Stínění stříkaček pro ^{177}Lu

Plexisklo a wolfram

WWW.LYNAX.CZ

Stínění stříkaček z plexiskla a wolframu pro terapeutické dávky ^{177}Lu.

Stínění snižují radiační zátěž rukou při manipulaci se stříkačkou s terapeutickou dávkou a umožňují její bezpečnou a jednoduchou aplikaci.

Hodí se do automatické rozplňovací stanice Twin Tracer PT459R5 a do aplikační stanice Lyza PT353R9.



Konstrukce

- **Stínicí těleso** – plexisklo a wolfram
- Průhled podél stříkačky
- **Barevný pruh** – označuje objem stříkačky

Kompatibilní zařízení

- PT459R5 Automatická rozplňovací stanice Twin Tracer
- PT353R9 Aplikační stanice Lyza

Typy podle stříkačky

Stříkačka	2/3 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml
B. Braun	PT664R0	PT665R0	PT653R0	PT671R3	PT672R2
Chirana	PT662R0	PT665R0	PT653R1	PT671R0	PT672R3
BD Plastic	PT674R0	PT658R0	PT670R0	PT671R0	na dotaz
Terumo	PT664R1	PT665R0	PT653R0	na dotaz	na dotaz

Stínění pro jiné typy stříkaček na dotaz.

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Změna technických parametrů vyhrazena.

Stínění stříkaček pro ^{177}Lu

Plexisklo a wolfram

WWW.LYNAX.CZ

Rozměry a hmotnost

Typ	Stříkačka	Stínění	Vnější Ø	Délka	Hmotnost
PT664R0	B. Braun 2/3 ml	...	...	...	...
PT662R0	Chirana 2/3 ml	...	...	...	...
PT674R0	BD Plastic 2/3 ml	...	...	...	...
PT664R1	Terumo 2/3 ml	...	...	...	...
PT665R0	B. Braun 5 ml, Chirana 5 ml, Terumo 5 ml	...	...	...	...
PT658R0	BD Plastic 5 ml	...	...	...	...
PT653R0	B. Braun 10 ml, Terumo 10 ml	...	...	...	...
PT653R1	Chirana 10 ml	...	...	...	...
PT670R0	BD Plastic 10 ml	...	...	...	...
PT671R3	B. Braun 20 ml	...	...	...	...
PT671R0	Chirana 20 ml, BD Plastic 20 ml	...	...	...	...
PT672R2	B. Braun 30 ml	...	...	...	...
PT672R3	Chirana 30 ml	...	...	...	...

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Změna technických parametrů vyhrazena.