# Stínění stříkaček pro PET

## Wolfram s průhledem z olovnatého skla

**Wolframová stínění stříkaček pro PET radiofarmaka.**

Stínění snižují radiační zátěž rukou při manipulaci se stříkačkou s radioaktivním roztokem a umožňují bezpečnou a jednoduchou aplikaci dávky.

Hodí se do automatických rozplňovacích stanic PT317R7 a PT459R5 a do aplikační stanice Lyza PT353R9.



## Konstrukce

- **Stínicí těleso** – válcové wolframové pouzdro, 8–11 mm W podle typu
- **Průhled** – olovnaté sklo podél stříkačky
- **Aretační šroub** – drží stříkačku ve stínění
- **Barevný pruh** – označuje objem stříkačky

## Kompatibilní zařízení

- PT317R7 Automatická rozplňovací stanice
- PT459R5 Automatická rozplňovací stanice Twin Tracer
- PT353R9 Aplikační stanice Lyza

## Typy podle stříkačky

| Stříkačka | 2/3 ml | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Braun | PT359R5 | PT358R6 | PT634R2 | PT679R0 | PT680R0 |
| Chirana | PT661R0 | PT358R6 | PT634R3 | PT679R2 | PT680R1 |
| BD Plastic | PT541R0 | PT540R1 | PT684R0 | PT679R1 | na dotaz |
| Terumo | PT359R8 | PT358R8 | PT634R2 | na dotaz | na dotaz |

Stínění pro jiné typy stříkaček na dotaz.

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz



Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ

# Stínění stříkaček pro PET

## Wolfram s průhledem z olovnatého skla

WWW.LYNAX.CZ

### Rozměry a hmotnost

| Typ | Stříkačka | Stínění | Vnější Ø | Délka | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|
| PT359R5 | B. Braun 2/3 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT661R0 | Chirana 2/3 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT541R0 | BD Plastic 2/3 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT359R8 | Terumo 2/3 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT358R6 | B. Braun 5 ml, Chirana 5 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT540R1 | BD Plastic 5 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT358R8 | Terumo 5 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT634R2 | B. Braun 10 ml, Terumo 10 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT634R3 | Chirana 10 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT684R0 | BD Plastic 10 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT679R0 | B. Braun 20 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT679R2 | Chirana 20 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT679R1 | BD Plastic 20 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT680R0 | B. Braun 30 ml | ... | ... | ... | ... |
| PT680R1 | Chirana 30 ml | ... | ... | ... | ... |

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika



Změna technických parametrů vyhrazena.