Stínění stříkaček pro SPECT

Vertikální systém

Wolframová stínění stříkaček pro bezpečnou manipulaci s personalizovanou dávkou SPECT radiofarmaka, zvláště při její aplikaci.

Wolframová stěna tloušťky 2 mm snižuje radiační zátěž rukou při manipulaci se stříkačkou a stínění pomáhají dodržet aseptické podmínky při manipulaci se stříkačkou a jehlou během aplikace.

Hodí se do manuální rozplňovací stanice PT468R4, do aplikačních stojánků PT344 / PT345 a do přepravních kontejnerů PT197 / PT169.



Konstrukce

- **Stínicí těleso** – wolfram, stěna 2 mm
- **Hlava** – nerezová ocel; upevňuje stříkačku uvnitř stínění

Kompatibilní zařízení

- PT468R4 Manuální rozplňovací stanice
- PT344 / PT345 Aplikační stojánek pro SPECT
- PT197 / PT169 Přepravní kontejnery
- PT352 Pinzeta

Typy podle stříkačky

Stříkačka	2/3 ml	5 ml	10 ml
B. Braun	PT644R0	PT645R0	PT646R0
Chirana	PT663R0	PT645R0	PT646R2
BD Plastic	PT644R1	PT645R1	PT646R1
Terumo	PT644R2	PT645R0	PT646R0

Stínění pro jiné typy stříkaček na dotaz.

Rozměry a hmotnost

Typ	Stříkačka	Stínění	Vnější Ø	Délka	Hmotnost
PT644R0	B. Braun 2/3 ml	...	...	...	...
PT663R0	Chirana 2/3 ml	...	...	...	...
PT644R1	BD Plastic 2/3 ml	...	...	...	...
PT644R2	Terumo 2/3 ml	...	...	...	...
PT645R0	B. Braun 5 ml, Chirana 5 ml, Terumo 5 ml	...	...	...	...
PT645R1	BD Plastic 5 ml	...	...	...	...
PT646R0	B. Braun 10 ml, Terumo 10 ml	...	...	...	...
PT646R2	Chirana 10 ml	...	...	...	...
PT646R1	BD Plastic 10 ml	...	...	...	...

Lynax s.r.o.
Brodce 24
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

Web: www.lynax.cz
E-mail: info@lynax.cz

Změna technických parametrů vyhrazena.

WWW.LYNAX.CZ